

X-R Portable AirRay

Technische Spezifikationen



Ultra leichter, tragbarer
Röntgengenerator

X-R Portable AirRay

- Hybridbetrieb / Kabel oder Akku
- Kabelloses Aufladen oder Laden per USB-Anschluss
- Aufladen ohne Entnahme des Akkus
- Praktische Handhabung für den mobilen Einsatz
- Innovativer Antrieb durch Hochleistungsbatterie (Lithium-Ionen)
- Bis zu 120 Aufnahmen mit nur einer Akkuladung
- Exklusive Fernbedienungsfunktion durch Handschalter
- Bis zu 10 Kurzwahltasten für kV und mAs programmierbar

Standard Zubehör

- Kabelloser Handschalter/Handschalter
- 2 Akkus
- Transportkoffer aus Aluminium mit induktiver Ladestation
- Multi-Funktions Display

Leistung

Röhre	90kV / 20mA
Spannung	50 - 90 kV in 1kV Schritten
mAs	0,4mAs - 20mAs 25 Schritten
Max. Leistung	1,6kW bei 80kV

Röntgenröhre

Typ	OX / 70 CEI
Brennfleck	1,0mm

Kollimator

Max. Lichtfeld	47 cm x 47 cm @ 100 cm FFA
Min. Lichtfeld	5cm x 5cm @ 100cm FFA
Licht	LED
Laser Pointer	Dual-Laser

Strom



Energiezufuhr	110/240 VAC
Frequenz/Phase	50/60 Hz

Eigenschaften


Voreinstellungen	10 für kV und mAs
Gewicht	5,3kg
Abmessungen	325 x 268 x 250 mm


Akku


Typ	Lithium-Ionen
Kapazität (mAh)	5000



Kontakt:

 +49 711 12 00 02- 0

 +49 711 12 00 02- 22

 vertrieb@examion.com