

## Technische Spezifikationen



Unterstützte Speicherfolien-Größen	Verfügbare Größe	Pixelmatrix
	Größe 0 (22 mm x 31 mm)	628 x 885 Pixel
	Größe 1 (24 mm x 40 mm)	685 x 1143 Pixel
	Größe 2 (31 mm x 41 mm)	886 x 1171 Pixel
	Größe 3 (27 mm x 54 mm)	771 x 1542 Pixel
	Größe 4c (48 mm x 54 mm)	1370 x 1542 Pixel
<b>Pixelgröße</b>	35 µm	
<b>Pixelabstand Abtastung</b>	14,3 LP/mm	
<b>Auslesezeit</b>	4,1 - 7,2 s	
<b>Graustufen</b>	Datenerfassung: 16 Bit/Pixel, 65000 Grautöne	
<b>Löschfunktion</b>	Integriert	
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	120 mm x 265 mm x 318 mm	
<b>Gewicht</b>	4,7 kg	
<b>Systemkonfiguration</b>	Tisch	
<b>Schnittstelle</b>	USB 2,0 High-Speed (480 Mbps)	
<b>Mindestanforderungen Computer-Arbeitsplatz</b>	Intel Dual Core Processor 2 GB RAM 10 GB freier Speicherplatz Windows 7 / 8 / 10 (32-bit & 64-bit)	
<b>Leistungsbedarf</b>	100 - 240 V / 50 - 60 Hz, 30 W, USV erforderlich	
<b>Umgebungsbedingungen</b>	<b>Betrieb</b> Temperatur: 15 °C bis 30 °C Temperaturschwankungen: 0,5 °C/Min. Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % RH Magnetfeld: Max. 1260 µT	
<b>Gewährleistung</b>	Standard-Gewährleistung 1 Jahr	